

青霉素-链霉素-新霉素 (PSN, 100X)

Cat.No:C100C9

Size: 100ml

产品介绍

青霉素-链霉素-新霉素 (PSN, 100X) 溶液经过滤除菌, 含有青霉素 G 钠盐 5,000U/ml, 硫酸链霉素 5mg/ml, 硫酸新霉素 10mg/ml。可以在体外细胞培养中添加到完全培养基中, 有效预防微生物的污染。本产品中青霉素, 链霉素和新霉素对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌具有较好的联合抗菌作用, 特别是对常规的青霉素和链霉素有耐药性的细菌, 防止细胞培养过程中受到细菌污染。

操作步骤

使用时候, 按照 1: 100 比例稀释倍数加入到细胞培养基中, 进行细胞培养实验, 用于维持细胞培养环境的无菌状态。

注: 该产品 pH 值为 6.1-6.5, 适用于多种细胞类型, 包括哺乳动物细胞和昆虫细胞。

运输和保存方式

-20℃ 保存, 冰袋运输, 有效期 12 个月

注意事项

1. 仅供体外细胞实验使用, 不可用于人体、临床、体内注射。
2. 溶液浑浊、污染、变色禁止使用