

## HRP-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)

### HRP 标记的山羊抗兔 IgG(H+L)

货号: Cat.No:P8002 Size: 100ul

#### 产品介绍

HRP 标记的山羊抗兔 IgG (H+L) (HRP conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)), 用于 Western、ELISA 和 IHC 等实验。HRP, 即 Horseradish Peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在 Western Blot 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光, 可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色底物, 也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。本产品为 HRP 标记的经亲和纯化的山羊抗体, 特异性识别兔的 IgG(H+L), 检测灵敏度高, 本底低, 对其他种属 IgG 无明显交叉反应。

#### 操作步骤

##### 推荐浓度稀释比

WB	1:2000-1:20000
ELISA	1:1000-1:10000
IHC	1:200-1:1000

#### 保存条件

-20℃保存, 一年有效, 冰袋运输。

#### 注意事项

1. 本产品仅限科研使用。
2. 具体的稀释比可以根据实验结果进行调整, 尽量减少反复冻融。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。