



Fetal Bovine Serum

南美特级胎牛血清

想省事，就用新赛美！

产品介绍

血源采自无疯牛病疫区乌拉圭，100%乌拉圭血清，营养丰富，不含任何人为添加成分，且批次稳定，适用于多种常规细胞培养，细胞培养状态稳定。合法进口，全程无冻融。经过病毒检测、支原体检测、多种细胞培养的筛选，内毒素水平低于5 EU/mL，血红蛋白低于200 mg/L。

血清特点

- √ 严格质控，可控溯源
- √ 三次0.1微米无菌过滤
- √ 内毒素 < 5 EU/mL，血红蛋白 < 200 mg/L

适用细胞

正常细胞：293T, PC12, Vero, CHO-K1, Hela, MCF-7, SW480, HAEC, 血细胞等
肿瘤细胞：MCF-7, NCI-H1299, PANC-1, A549, HepG2, U87, SNU16, TNBC, 4T1, MKN45等
干细胞：脂肪间充质干细胞, 骨髓间充质干细胞, 脐带血间充质干细胞等
部分原代细胞：巨噬细胞, 纤维细胞, 内皮细胞, 成肌细胞等
血液/免疫细胞：THP-1, RAW264.7, K562, Jurkat, SP20 (Sp2/0-Ag14), OCI-AML-3, Raii等

保存条件

冷冻运输；低于-20℃保存，未开封在-20℃保存至少5年

价格目录

货号	名称	规格	目录价
C9500	南美特级胎牛血清	500ml	2999



新赛美生物科技有限公司
网址：www.ncmbio.com
电话：苏州 0512-66378926
上海 021-34620085