

Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B

青霉素-链霉素-两性霉素 B (100X), 液体

货号: Cat.No: C125C8 Size: 125ml

产品介绍

青霉素-链霉素-两性霉素 B (100X), 含有青霉素 10,000units/ml, 链霉素 10,000 ug/ml, 两性霉素 B 25ug/ml。本品经过滤除菌, 可以直接用于细胞培养, 有效防止细菌和真菌对细胞的污染。

操作步骤

使用时按照 1:100 比例稀释倍数加入到细胞培养基中。

保存条件

-20℃ 保存, 冰袋运输, 保质期12个月;