

Water Bath Cleaner

水浴锅抑菌剂（适合水浴锅，培养箱水盘）

货号：Cat.No: C125C6 Size: 125ml

产品介绍

Water Bath Cleaner（水浴锅抑菌剂）是一种即用型的，专门用于清除和抑制水浴锅中和培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品。本品主要成分是一种阳离子表面活性剂，系广谱杀菌剂，能改变细菌胞浆膜通透性，使菌体胞浆物质外渗，阻碍其代谢而起杀灭作用。能够有效清除细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7 天。

产品特点

- 安全性：使用浓度下对皮肤和组织无刺激性，无任何不良反应
- 高效广谱杀菌剂，对细菌、真菌、支原体等杀力强
- 对金属、橡胶制品无腐蚀作用
- 安全长效，抑制效果长达 7 天

操作步骤

1. 本品水浴锅抑菌剂以 1000 倍的浓缩液形式提供，初次使用建议先清水浴锅，
2. 然后直接按照 1:1000 的比例向水浴锅中加入本品

保存条件

室温保存运输，保质期12个月；

注意事项

1. 本品仅供科研使用，勿做其他用途
2. 使用本试剂前请仔细阅读说明书
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作